




Hydrogen Peel

L'idrogeno attivo pulisce efficacemente la pelle a livello cellulare, neutralizzando i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Inoltre, grazie alla rivoluzionaria tecnologia Hydrogen 5D, miglioriamo completamente le condizioni della pelle ottenendo un effetto lifting visibile già dopo 1 trattamento.

Caratteristiche dell'apparecchio

- generatore di idrogeno
- contatore dell'idrogeno prodotto
- sistema automatico start/stop
- vacuum control
- 3 programmi preimpostati:



Dati tecnici



Peso
20 kg



Dimensioni [cm]
97x40x40



Potenza
150 VA



Pressione
max 5 bar



Alimentazione
AC 230 V



Generatore idrogeno
incorporato



Garanzia del produttore
24 mesi




Manipoli in dotazione
2 pezzi

Pelle perfettamente pulita ed idratata


Programma avanzato Hydrogen 5D terapia completa per tutti i tipi di pelle

Hydrogen  5D



1. HYDROGEN PEEL

Deterge profondamente e riduce i radicali liberi. Prepara la pelle per le fasi successive.



2. HYPERAEMIA

Dilata i vasi sanguigni, aumenta il metabolismo, l'ossigenazione e la nutrizione cellulare.



3. COLD AQUA THERAPY

Rafforza i vasi sanguigni e aumenta l'elasticità dello strato esterno della pelle.



4. BIO LIFT MCT

Il massaggio con microcorrenti ha un effetto tensore ed elasticizzante sulla pelle, anche nei suoi strati profondi.



5. SENSO MEMBRANA

Le microcorrenti permettono l'inserimento del prodotto a livello cellulare, rendendo maggiormente disponibili i principi attivi.

Scopri di più
**sul nostro
sito internet**

Scansiona il QR Code

