

TECNOLOGIE · CORPO E VISO

M-Roll.

Il massaggio che modella.

Manipolo rotante a 360° con tamburo intelligente, per un lavoro continuo e a lungo termine in modo sicuro, stabile e agile. Silhouette compatta, uniforme e armonica sul corpo; viso rigenerato e luminoso.

360°

ROTAZIONE CONTINUA

3 + 2

MANIPOLI CORPO + VISO

5

EFFETTI



COSA FA

Cinque effetti. *Un solo gesto.*

01 Modellante Modella la silhouette, leviga le rughe.	02 Connettivo Tonifica i muscoli e rassoda i tessuti.	03 Vascolare Migliora la circolazione sanguigna.	04 Recettoriale Migliora l'ossigenazione, allevia il dolore.	05 Drenante Elimina le tossine, sostiene il drenaggio linfatico.
--	--	---	---	---

COME FUNZIONA

Dalla circolazione *alla forma.*

01 Migliora il drenaggio linfatico e la circolazione	02 Favorisce la disintossicazione dei tessuti	03 Allevia la tensione muscolare e il dolore	04 Disgrega i depositi di grasso sottocutaneo	05 Mobilita la cellulite e modella la silhouette
--	---	--	---	--

I MANIPOLI

Cinque manipoli. *Ogni tessuto, il suo.*

				
CORPO · DRENANTE Roll Active Sfere piccole e fitte. Cellulite edematosa, lipoedema, gambe gonfie e pesanti.	CORPO · RIMODELLANTE Roll Compact Sfere lisce e ondulate. Cellulite molle, adipe spugnoso, lassità cutanea.	CORPO · FIBROLIPOLITICO Roll Fibro Sfere sfasate con puntini. Cellulite fibrosa e sclerotica, noduli dolorosi.	VISO · DRENANTE Linfo Roll 3 sfere compatte. Viso gonfio, borse, pelle sensibile, pre-lifting.	VISO · LIFTING Tonik Roll 3 sfere in triangolo. Ovale rilassato, doppio mento, guance cadenti.

DATI TECNICI

Tutti i numeri.

PESO	13 kg
DIMENSIONI	97 × 39 × 39 cm
POTENZA	60 VA
PROGRAMMI	3 programmi automatici
DISPLAY	Touch 8"
MANIPOLI	5 pezzi · 3 corpo + 2 viso
GARANZIA	12 mesi

CARATTERISTICHE

Pensato per la cabina.

- ✓ Manipolo rotante a 360° con tamburo intelligente
- ✓ Display LED sul manipolo: velocità e direzione della rotazione
- ✓ Pulsanti sul manipolo per cambiare la velocità
- ✓ Movimento morbido e distribuito in modo uniforme
- ✓ Sfere intercambiabili per le differenze fisiologiche
- ✓ Formazione e protocolli Medika

Prova M-Roll *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it

Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)

www.medika-italia.it/m-roll


SCOPRI DI PIÙ