

TECNOLOGIE · CORPO · 05

M-Body L.

La luce che rimodella.

Laser a bassa potenza 650/760 nm e infrarosso 940 nm su 6 pad: lavora sulle adiposità localizzate e sulla cellulite mentre la cliente è in relax. Durante la seduta non serve l'operatore.

6

PAD IN
CONTEMPORANEA

13

DIODI PER
PAD

**650/760 -
940**

NM



COSA FA

Lavora mentre *tu lavori.*

01

Metabolico

Stimola le funzioni metaboliche.

02

Lipolitico

Azione lipolitica localizzata sulle adiposità.

03

Circonferenze

Lavora sulla riduzione delle circonferenze.

04

Linfatico

Favorisce il drenaggio linfatico.

05

Passivo

Durante la seduta non serve l'operatore.

COME FUNZIONA

Dalla luce *alla silhouette.*

01

Laser e infrarosso raggiungono le cellule adipose

02

Si attivano pori transitori sulla membrana della cellula

03

I trigliceridi vengono scissi in acidi grassi e glicerolo

04

Il sistema linfatico li elimina in modo naturale

05

La silhouette appare più definita, la pelle più tonica

DATI TECNICI

Tutti i numeri.

TECNOLOGIA	Laser a bassa potenza 650/760 nm + infrarosso 940 nm
PAD	6, con 13 diodi ciascuno
POTENZA PER PAD	120 mW laser · 12 W infrarosso
POTENZA ASSORBITA	Fino a 100 W
PROGRAMMI	Preimpostati per ogni zona
SEDUTA	Circa 30–40 minuti
DISPLAY	Touch 8"
PESO	20 kg
DIMENSIONI	97 × 39 × 39 cm
GARANZIA	12 mesi
FORMULA	Acquisto, noleggio o Work&Pay

CARATTERISTICHE

Pensato per la cabina.

Programmi preimpostati per ogni zona del corpo e sei pad per trattare più aree nella stessa seduta.

- ✓ **Metabolico** · Stimola le funzioni metaboliche.
- ✓ **Lipolitico** · Azione lipolitica localizzata sulle adiposità.
- ✓ **Circonferenze** · Lavora sulla riduzione delle circonferenze.
- ✓ **Linfatico** · Favorisce il drenaggio linfatico.
- ✓ **Passivo** · Durante la seduta non serve l'operatore.
- ✓ Formazione, assistenza e Medika Training
- ✓ Acquisto, noleggio o finanziamento · Rottamazione 2026

Prova M-Body L *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it

Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)

www.medika-italia.it/m-body-l-nuova



SCOPRI DI PIÙ