

TECNOLOGIE · EPILAZIONE · 02 · SISTEMA EPILMED

M-Laser Pro.

Alta potenza. Metà del tempo.

Laser a diodo ad alta potenza di ultima generazione, che risolve radicalmente il problema dei peli superflui. Tratta superfici grandi e folte nella metà del tempo rispetto alle tecnologie a bassa potenza.

1017 W

ALIMENTATORE DIODO

808 nm

LUNGHEZZA D'ONDA

535 g

MANIPOLO



PERCHÉ M-LASER PRO

Più potenza. *Meno tempo in cabina.*

01

Metà del tempo

Tratta superfici grandi e folte nella metà del tempo rispetto alle tecnologie a bassa potenza.

02

Rifinitura dei peli più difficili

1017 W, 3 cm² di superficie erogante, 10 barre diodo e 15 Hz di ripetizione permettono di eliminare anche i peli...

03

Cool Freezer

Triplo sistema di raffreddamento integrato a circuito chiuso: niente cambi di liquido o filtri, costi di...

COME TI GUIDA

Dici cosa tratti. *Lui ti propone il programma.*

01

Area fisiologica del corpo da trattare

02

Tipo di pelo

03

Profondità

04

Densità per cm²

05

Colore del pelo

DATI TECNICI

Tutti i numeri.

SORGENTE	Laser a diodo, alimentatore 1017 W
LUNGHEZZA D'ONDA	808 nm
SUPERFICIE	3 cm ² di cristallo, 10 barre diodo
RIPETIZIONE	Fino a 15 Hz
ENERGIA	2–40 J/cm ²
TEMPO D'IMPULSO	10–300 ms
SPOT	24 × 12 mm
MANIPOLO	535 g
RAFFREDDAMENTO	Cool Freezer: aria e liquido, circuito chiuso
SCHERMO	Touch 8"
MODALITÀ	Automatica e manuale
PESO · DIMENSIONI	30 kg · 97 × 39 × 39 cm
GARANZIA	12 mesi

CARATTERISTICHE

Tutti i numeri del laser.

Manipolo super leggero da 535 g, raffreddamento a circuito chiuso e interfaccia touch che guida la scelta del programma.

- ✓ **Metà del tempo** · Tratta superfici grandi e folte nella metà del tempo rispetto alle tecnologie a bassa potenza.
- ✓ **Rifinitura dei peli più difficili** · 1017 W, 3 cm² di superficie erogante, 10 barre diodo e 15 Hz di ripetizione permettono di eliminare anche i...
- ✓ **Cool Freezer** · Triplo sistema di raffreddamento integrato a circuito chiuso: niente cambi di liquido o filtri, costi di...
- ✓ Formazione, assistenza e Medika Training
- ✓ Acquisto, noleggio o finanziamento · Rottamazione 2026

Prova M-Laser Pro *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it

Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)

www.medika-italia.it/m-laser-pro-nuova



SCOPRI DI PIÙ