

TECNOLOGIE · VISO E CORPO · 04

M-RF Synergy.

Viso e corpo, in un solo sistema.

Una piattaforma modulare: scegli le tecnologie che ti servono, fino a 8, e costruiamo la configurazione del tuo centro. Viso, corpo o entrambi, con un sistema che cresce con te.

8

TECNOLOGIE A
SCELTA

**Viso +
corpo**

IN UN SOLO SISTEMA

43

VIDEO CORSI SU
MEDIKA TRAINING



LE TECNOLOGIE

Otto tecnologie, una piattaforma.

01

Skin analyzer

Analisi della pelle con microcamera, per un'anamnesi partecipativa.

02

Microdermoabrasione

Rinnova la pelle con la delicatezza del diamante.

03

Peeling cavitation

Pulizia profonda con la forza degli ultrasuoni.

04

Ultrasuoni

Veicolano i principi attivi in profondità.

05

Mesoterapia senza ago

Trattamenti intensivi, senza aghi.

COME SI SCEGLIE

Tu scegli la direzione, noi la configurazione.

01

Decidi su cosa puntare: viso, corpo o entrambi

02

Scegliamo insieme le tecnologie

03

Configuriamo la tua piattaforma

04

Formazione sul metodo e video corsi Medika Training

05

Quando il centro cresce, aggiungi i moduli

DATI TECNICI
Tutti i numeri.

TIPOLOGIA	Piattaforma modulare viso e corpo
TECNOLOGIE	Fino a 8, a scelta
SKIN ANALYZER	6 punti di misurazione, oltre 60 rilevazioni, risultato in percentuale
MICRODERMOABRASIONE	Depressione 0–26 inHg · 9 teste diamantate · 3 ugelli · software Vacuum control
PEELING CAVITATION	25 kHz ± 3 kHz · 30 W · 4 programmi: pulizia, disincrostazione, massaggio MCT, veicolazione
ULTRASUONI	1 MHz · fino a 30 W · continua, 5 Hz, 10 Hz
MESOTERAPIA SENZA AGO	Ultrasuoni 30 W · impulso 6,2 mA · tecnologia CNS · 9 programmi
RADIOFREQUENZA	1 MHz · fino a 60 W · continua, 5 Hz, 10 Hz · 7 programmi + 1 libero · laser defocalizzato 760 nm
LIPOSUZIONE AD ULTRASUONI	Ultrasuoni 1 MHz fino a 50 W · infrarosso 880–960 nm, 35 W per manipolo
DERMOMASSAGGIO	Depressione 0–25 inHg · 3 manipoli · software Vacuum control
MODULARITÀ	Moduli aggiungibili e sostituibili nel tempo
PRODOTTI DEDICATI	Gel per radiofrequenza, ultrasuono e liposuzione, fiale idrosolubili
FORMAZIONE	In sede, nel centro e su Medika Training
FORMULA	Acquisto o noleggio

CARATTERISTICHE
Una piattaforma che evolve.

Moduli intercambiabili, aggiornamenti e formazione continua: M-RF Synergy si adatta al centro di oggi e a quello di domani.

- ✓ **Radiofrequenza bipolare** · Anche con laser defocalizzato, per viso e corpo.
- ✓ **Liposuzione ad ultrasuoni** · Rimodellamento corporeo in due step, IR e US.
- ✓ **Dermomassaggio** · Stimolazione profonda dei tessuti del corpo.
- ✓ Formazione, assistenza e Medika Training
- ✓ Acquisto, noleggio o finanziamento · Rottamazione 2026

Prova M-RF Synergy *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it

Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)

www.medika-italia.it/m-rf-synergy-nuova



SCOPRI DI PIÙ