

TECNOLOGIE · CORPO · 08

M-Shock.

Onde d'urto per tono e compattezza.

Onde d'urto radiali che si propagano nei tessuti: un lavoro mirato su cellulite, adiposità localizzate e tono. Cinque testine intercambiabili e programmi preimpostati per adattare ogni seduta.

5TESTINE
INTERCAMBIABILI**1–20
Hz**

FREQUENZA

**0,5–8
bar**

PRESSIONE



COSA FA

Un'onda, più effetti.

01

Metabolico

Stimola il metabolismo cellulare.

02

Strutturale

Favorisce la produzione di collagene ed elastina.

03

Circolatorio

Migliora la circolazione sanguigna e linfatica.

04

Anticellulite

Lavora sugli inestetismi della cellulite e sulle adiposità localizzate.

05

Tonificante

Pelle più tonica, liscia e compatta.

COME FUNZIONA

Dall'onda al tessuto.

01

L'onda acustica radiale si propaga nei tessuti

02

Stimola il metabolismo delle cellule

03

Riattiva microcircolo e drenaggio linfatico

04

Sostiene collagene ed elastina

05

Il tessuto diventa più tonico e compatto

DATI TECNICI

Tutti i numeri.

TECNOLOGIA	Onde d'urto radiali
FREQUENZA	1–20 Hz
PRESSIONE	0,5–8 bar
COLPI	Impostabili da 500 a 5000
ENERGIA	0,32–0,46 mJ/mm ² (da 0,16 a 0,63 secondo la testina)
TESTINA A6 · Ø 6 MM	Radiale, 0–40 mm · 0,32 mJ/mm ²
TESTINA DI15 · Ø 15 MM	0–60 mm · 0,63 mJ/mm ²
TESTINA F15 · Ø 15 MM	Cilindrica, 0–20 mm · 0,16 mJ/mm ²
TESTINA D20-S · Ø 20 MM	Cilindrica, 0–50 mm · 0,48 mJ/mm ²
TESTINA D35-S · Ø 35 MM	0–50 mm · 0,46 mJ/mm ²
PROGRAMMI	Preimpostati
DISPLAY	Touch 9"
PESO	25 kg
DIMENSIONI	20 × 20 × 90 cm
GARANZIA	12 mesi
FORMULA	Acquisto o noleggio

CARATTERISTICHE

Pensato per la cabina.

Scelto il distretto del corpo da trattare, l'interfaccia suggerisce i parametri ideali: sedute ripetibili e sicure.

- ✓ **Metabolico** · Stimola il metabolismo cellulare.
- ✓ **Strutturale** · Favorisce la produzione di collagene ed elastina.
- ✓ **Circolatorio** · Migliora la circolazione sanguigna e linfatica.
- ✓ **Anticellulite** · Lavora sugli inestetismi della cellulite e sulle adiposità localizzate.
- ✓ **Tonificante** · Pelle più tonica, liscia e compatta.
- ✓ Formazione, assistenza e Medika Training
- ✓ Acquisto, noleggio o finanziamento · Rottamazione 2026

Prova M-Shock *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it

Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)

www.medika-italia.it/m-shock-nuova



SCOPRI DI PIÙ