EPILAZIONE LASER · IL TOP DI GAMMA EPILMED

M-Laser Trio.

La fuoriserie dell'epilazione laser.

Tre fasci in un solo manipolo, 808 + 980 + 1064 nm, con 800 W di potenza e tecnologia SLD. Una scocca in Corian lavorata come un oggetto di design, progettata con gli standard della medicina estetica. È il fratello maggiore di M-Laser Pro: il laser più completo del sistema EpilMed.



808 · 980 · 1064
NM

2–40
J/CM² DI ENERGIA

800
W DI POTENZA

PERCHÉ TRE

Tre lunghezze d'onda. *Un solo manipolo.*

01
808 nm
La lunghezza d'onda di riferimento per l'epilazione laser.

02
980 nm
Completa lo spettro di lavoro.

03
1064 nm
Per lavorare in profondità.

04
Tecnologia SLD
Estende la durata dell'emettitore.

05
Raffreddamento
Aria e liquido, senza manutenzione.

IL SISTEMA EPILMED

Quattro pilastri. *Un solo metodo.*

01 Formazione tecnica e commerciale, online e in persona

02 Anamnesi partecipativa di pelo e cute

03 Dispositivo: M-Laser Trio, 808 + 980 + 1064 nm

04 Cosmeceutica EpilMed fotocompatibile, in cabina e da rivendere

DATI TECNICI

Tutti i numeri.

TECNOLOGIA	Laser a diodo, tecnologia SLD
POTENZA	800 W
LUNGHEZZE D'ONDA	808 + 980 + 1064 nm
ENERGIA	2–40 J/cm²
FREQUENZA	1–15 Hz
TEMPO D'IMPULSO	10–500 ms
SPOT	24 × 12 mm
RAFFREDDAMENTO	Aria e liquido, senza manutenzione
PROGRAMMI	Preimpostati
DISPLAY	Touch 9,7"
SCOCCA	Corian bianco
PESO	45 kg
DIMENSIONI	105 × 37 × 44 cm
GARANZIA	12 mesi

CARATTERISTICHE

Costruito come una fuoriserie.

Fuori, una scocca in Corian, il materiale dei piani di design: compatta, non porosa, si pulisce in un attimo. Dentro, 800 W, programmi preimpostati e un raffreddamento che non chiede manutenzione.

- ✓ **Scocca in Corian** · non porosa, si pulisce in un attimo e resta bella negli anni.
- ✓ **Tre lunghezze d'onda** · 808 + 980 + 1064 nm dallo stesso manipolo, senza cambiare macchina.
- ✓ **Sistema EpilMed** · stessa formazione, anamnesi partecipativa e cosmeceutica di M-Laser Pro.
- ✓ **Programmi preimpostati** · per lavorare veloce e con parametri ripetibili.
- ✓ Formazione EpilMed, assistenza e Medika Training · **medika-italia.it/epilmed**
- ✓ Acquisto, noleggio o finanziamento · Rottamazione 2026

Prova M-Laser Trio *nel tuo centro.*

+39 06 9293 5339 · info@medika-italia.it
Showroom: Via degli Olmetti 46/C7, 00060 Formello (RM)
www.medika-italia.it/m-laser-trio

SCOPRI DI PIÙ